

group
Dredele +

AKCIJSKI KATALOG LABORATORIJ I ORDINACIJA

01. 10. 2021-01. 05. 2022



The collage includes:

- A top row showing three types of dental implants: 'mini SKY*', 'SKY*', and 'SKY**'.
- A middle row showing a dental model of upper teeth with a dental implant placed into one of the sockets.
- A bottom row showing a digital dental scanner, specifically a visio.CAM unit, with several dental instruments and tips placed in front of it.

group



Bredent GmbH & Co.KG je tvrtka s više od 40 godina iskustva u razvoju i proizvodnji inovativnih proizvoda te primjeni novih koncepata iz područja dentalne tehnike i dentalne medicine. Bredent grupa stekla je izvanredan ugled u svijetu nudeći visoko kvalitetne proizvode te drži vodeću poziciju na međunarodnom dentalnom tržištu.

Bredent grupa – za simbiozu stomatologije i zubne tehnike

Filozofija Bredent grupe je stvoriti proizvod, a stomatologijom i zubnom tehnikom, koje jedna s drugom stvaraju idealnu simbiozu, osigurati korisniku vrhunsku opskrbu sustava i optimizirati poslovne procese te posljedično smanjiti vrijeme i troškove liječenja.

Prije svega, želimo Vam pružiti aktivnu podršku u postizanju našeg zajedničkog cilja – ponuditi izvanrednu uslugu i osigurati zadovoljstvo naših pacijenata.



BREALLOY F 400 500ML000

1250,00 kn

CoCrMo legura, ne sadrži nikal.
Ispunjava zahtjevne standarde.
Odlikuje ga tvrdoća od 400 HV 10.
Izvrsna svojstva materijala
Brealloy F 400 omogućuju bržu
završnu obradu i poliranje.

30 SKY IMPLANTATA (PO IZBORU) + KIRURŠKI SET

25 500,00 KN

Osnovne značajke Sky sustava:

- Certificirani medicinski uređaji
- Kompatibilni sustavi i postupci
- Sve što trebate iz jednog izvora
- Njemačka kvaliteta
- Dizajniranje najnovijim znanstvenim i tehnološkim otkrićima
- Više od 40 godina iskustva
- Vodeći na tržistu direktnih restauracija



*sve cijene su izražene sa PDV-om

BREDENT



QU RESIN boja pink ili dentin (ref: 54001161 ili 54001162)

530,00 kn

Pakiranje: 1 x Qu resin kartuša 50 ml, 1 x Qu konektor 10 ml, 12 x nastavak za miješanje

Samopolimezirajući, brzo stvrđnjavajući akrilat za popravak proteza na bazi diacrylate za direktnu ili indirektnu primjenu. Savršen materijal kada je potrebna brzina, u ordinaciji ili laboratoriju. Za završnu izradu privremenih proteza izrađenih uz pomoć Qu base materijala, za podlaganje reparatura, za fiksiranje attachmenta u protezi.

*sve cijene su izražene sa PDV-om

CERAM BOND

Ceram bond je materijal koji se koristi kao sloj između svih metala i keramike. Zamiješan je i spreman za upotrebu.

Ceram bond se nanosi odmah nakon pjeskarenja i čišćenja metalnog rada kako bi se poboljšala veza sa keramikom. Ovaj mikrofini sloj poboljšava vezivanje keramičkog materijala za metalni okvir, štiti od odlijepljivanja i nudi povećanu pouzdanost. Kompenzira razlike u koeficijentima širenja između metala i keramike.

Ceram bond 30 g: 1390,00 kn

Ceram bond 7 g: 360,00 kn



BREDENT



DENTACLEAN R5 52002045

92,00 KN

Dezinficijens za ruke spremanj za upotrebu
Sredstvo za dezinfekciju
učinkovito protiv korona virusa!
Prema formuli 5 SZO
Raspon aktivnosti biocidni,
baktericidni, fungicidni,
virucidni, uključujući korona virus

*sve cijene su izražene sa PDV-om

BREVEST ECO SPEED 570160E8 masa 8 kg + tekućina

490,00 kn

Brevest EcoSpeed je univerzalna uložna veziva masa na bazi fosfata za tehnike izrade kruna i mostova te za tehnike lijevanja modela i tehnike zglobovnih veza. U kombinaciji s tekućinom za miješanje Bresol Eco, uložnu masu Brevest EcoSpeed moguće je točno namjestiti na željenu koncentraciju kako bi se postigli željeni rezultati. Uložna masa je prikladna za konvencionalno zagrijavanje te za brzo zagrijavanje.



BREDENT



BREVEST C+B SPEED 570CBS04 masa 4 kg + tekućina


630,00 kn

Vrlo fino, sitnozrnato fosfatno vezivo i visoko precizni materijal za ulaganje za krunice i mostove, te za plemenite i neplemenite metalne uloške.

*sve cijene su izražene sa PDV-om

DIAGENI – 30 %

Žuti i zeleni diageni pružaju maksimalnu snagu brušenja i abrazivni kapacitet na metalnim i keramičkim površinama pri smanjenoj brzini. Povećani vijek trajanja u usporedbi s konvencionalnim obradnim sredstvima omogućuje duži spektar primjene i učinkovitosti.



BREVEST RAPID 570160R4 masa 4 kg + tekućina

540,00 kn

Brzo-zagrijavajući univerzalni materijal za precizno ulijevanje za krunice i mostove, kao i cjelokupno područje CoCr rada.

BREDENT

BLOKOVI – 25 %

Iskoristite našu kompetenciju na polju plastike i digitalne obrade:

PAMETNO Iskoristite prednosti digitalnih procesa u tradicionalnoj tehnologiji s breCAM.waxom

PROZIRNO breCAM.split je kristalno čist i stoga nevidljiv materijal za upotrebu za udlage.

Dodatna značajka je odobreno vrijeme nošenja do 2 godine.

UNIVERZALNI breCAM.monoCOM / breCAM.multiCOM omogućuju vam da povećate vrijeme nošenja visokokvalitetnih privremenih proteza na dvije godine i pružaju još bolju estetiku.

DEFINITIVNO S breCAM.HIPC-om na raspolaganju imate univerzalnog genija. Ovaj vam materijal nudi najelegantnije rješenje za brojne indikacije i za sve radove (uključujući BioHPP).

FIZIOLOŠKI breCAM.BioHPP vodi vas u bioničko doba.

Fiziološka svojstva ovog okvirnog materijala

nadmašuje samo sama priroda:

Modul elastičnosti sličan onom kosti, mala težina i udobnost materijala znače da pacijenti zaboravljaju da nose protezu.



visio.CAM

*sve cijene su izražene sa PDV-om

BREDENT

FRICTION FIT 54001028

1900,00 KN

Ovaj sustav trenja prilagođen stomatologu i zubnom tehničaru nudi potpuno nove mogućnosti za pripremu i obnavljanje teleskopskih i metalno-metalnih situacija.

Dugi vijek trajanja i jednostavna obrada koja štedi vrijeme čine ovaj sustav trenja ugodnim rješenjem za pacijenta.

Te su prednosti pridonijele više od 25 000 slučajeva koji omogućavaju meku integraciju i uklanjanje proteze. Glavno od FGP smole je da će metal na metalnim teleskopskim kućištima sada biti zamijenjen metalom na smoli. Metal na smoli nudi preciznost znatno većeg koeficijenta trenja nego onaj koji ima čist metal. Slijedom toga postiže se povećana otpornost na habanje i produženi vijek trajanja.



SUPERTVRDI GIPS ZA SCAN MODELE 5700SB52 2 kg

150,00 kn

Izvrsno vrijeme obrade od šest minuta omogućuje ravnomjerno lijevanje bez stresa od nekoliko otiska istodobno. Savršena reprodukcija površine u skeneru pojednostavljuje konstrukciju. Konačno proširenje postiže se nakon 2 sata – to jamči brzi daljnji rad u fazi planiranja.



*sve cijene su izražene sa PDV-om

BREDENT



PORCELAIN MIXING LIQUID 52000123

190,00 kn

Znatno smanjeno pucanje
keramike.

*sve cijene su izražene sa PDV-om

PROTEK VOSAK – 30 %

REZANI UZORCI VOSKA

Protek vosak izrezan u različitim veličinama. Za modeliranje wironita, šipke, za hlađenje, izjednačenje tlaka i odzračivanje kanala.



FREZE -25 %

Zahvaljujući posebnoj tehnici izrade bredent reljefne freze MH (Volfram karbid) imaju trostruko veći vijek trajanja od konvencionalnih freza!



BREDENT


COMBO LIGN – 30 %

Combo.lign kompozitni cement.

Stvrđnjava na dva načina:

- uv svjetlom
- izlaganjem zraku, tako se osigurava povezanost.

Dostupno u klasičnim A-D nijansama.



*sve cijene su izražene sa PDV-om



CREA LIGN – 30 %

- Prirodna ljepota
- Prirodna opašescencija i nenadmašan prijenos svjetlosti
- Fiziologija
- Veća čvrstoća na udar od keramike
- Pouzdan
- Trajna kemijska veza sa svim materijalima

Crea.lign kompozit za trajnu izradu metalnih, keramičkih i polimernih konstrukcija. Iznimna svojstva materijala prilagodavaju elastičnost i tvrdoću na različitim konstrukcijskim materijalima. Crea.lign sadrži samo nano čestice i ne sadrži punilo od mljevenog stakla. Sastoji se od 50% opalescentnog keramičkog punila i oligomerne matrice visoke čvrstoće. Kompozitni furnir crea.lign dostupan je u obliku gela i paste.

BREDENT

BRE.LUX POWER UNIT 14001000

19 600,00 KN

Iskusite novu razinu pouzdanosti i brzine prilikom polimerizacije.

Inovativna i nova LED tehnologija

Bre.Lux 2 pokriva čitav relevantni spektar svjetlosti ispod 400 nm i time omogućuje novu kvalitetu polimerizacije. Korisniku nudi dosljednije i brže stvrdnjavanje budući da različite valne duljine mogu dosezati različite dubine. Povećajte svoju pouzdanost i smanjite vrijeme polimerizacije.

Rotacijska ploča i ladica za svjetlo potpuna polimerizacija. Prikladan, aktiviran, uklonjiv - ova okretna ploča jamči ravnomjerno osvjetljenje predmeta pomoću 72 LED svjetla sa svih strana.

Kao prozirna ladica, Light-Tray prenosi svjetlost na područja koji su inače nepristupačni. Izložite predmete čistoći svjetla!

Trajanje: 12 godina (20.000 sati)

Na vrlo učinkovit način, 72 LED svjetla bre.Lux 2 će pretvoriti uloženu snagu u svjetlost i ponuditi a duži vijek trajanja od halogenih svjetala (maks. vijek trajanja od 2.000 sati). 72 LED svjetiljke pružit će vam nenadmašnu i vrlo učinkovitu svjetleću snagu koja sprečava skupljanje na pametan način. Štoviše, kontrola temperature od 45 ° C - 55 ° C eliminira toplinske utjecaje kao što su pregrijavanje i krhkost objekta. Uz to, ventilator je izuzetno tih. Izvanredna snaga - pažljivo se koristi od 45 ° -55 ° C



*sve cijene su izražene sa PDV-om

BREDENT

group

+
G
O
D
E
R
E
N
T

Bredent medical d.o.o.
Zagrebačka avenija 3,
10000 Zagreb,
01/3834 002

Iva Sertić, direktor 099/ 383 4005

Sanja Meleh, administrator 099/ 383 4004

Ivan Radas, logistika 01/3834 002

Ines Klarić, prodajni predstavnik 099/ 383 4007

Vivijana Pavešić, prodajni predstavnik 099/383 4001